

CYCLONE RTU med

Puhastusomadustega desinfitseerimisvahend

valmislahus

Toote omadused

- heade puhastusomadustega
- eemaldab uriinist tuleneva ebameeldiva lõhna
- mugavas pihustuspudelis
- kiire toimeaeg (1 minut)

Cyclone RTU med on efektiivne vahend meditsiiniseadmete (siibrid, pott-toolid jne) puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja ebameeldiva lõhna eemaldamiseks. Lisaks vastab toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

Koostis

vesi, kvaternaarsed ammooniumühendid, HEDP, ortofosforhape.

Toimespekter

Tootes kasutatud sünergiliste toimeainete mõju tagab vahendi laia toimespektri. Hävitab Grampositiivseid ja -negatiivseid bakterid, on väga efektiivne pärmseente suhtes.

Kasutamine

Valmislahusega töödeldakse veepesu taluvaid töövahendeid ja muud inventari, mis vajavad desinfitseerimist ja ebameeldiva lõhna eemaldamist.

Kanda vahendit pihustades pindadele ning lasta mõjuda 1 minut ning loputada puhta veega.

Eemaldab efektiivselt isegi uriinist tuleneva ebameeldiva lõhna!

Hoiatus

Ärritab silmi ja nahka.

Füüsikalised-keemilised omadused

Füüsikaline olek: *läbipaistev, värvitu vedelik*

Lõhn: *iseloomulik*

pH: *~2*

Lahustuvus: *vees lahustub igas vahekorras*

Tihedus: *1,030 g/cm³*

Säilitamine

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada toatemperatuuril, mitte hoida otsese päikese kiirguse käes ja vältida külmumist.

Utiliseerimine

Valmislahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Pakendi utiliseerimiseks, loputa pakendi sisu veega.

Vastavus standarditele

EN 13727, EN 13624, EN 1275

Lisaks vastab toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

Pakend

500ml spray pudel

5L kanister



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Harjumaa

Telefon 6626 511 | Faks: 6626 522

info@goodpointchemicals.com