

GLOBACID® AF med

действия - 30 секунд даже в условиях загрязнения.

Средство для быстрой дезинфекции поверхностей

готовый раствор

Свойства продукта

- быстродействующее (30 сек.)
- на базе алкоголя
- не содержит альдегидов и четвертичных соединений аммония
- не оставляет осадка на поверхностях
- особенно подходит для труднодоступных мест
- в удобной бутылке с распылителем

Globacid® AF med – это готовый к применению дезинфектант, предназначенный для быстрой дезинфекции поверхностей медицинского оборудования, хорошо подходит для применения на всех поверхностях, стойких к спирту. После использования средство не оставляет на поверхностях осадка.

Состав

Изопропанол 60%, этанол 15%.

Спектр действия

Бактерицидное воздействие EN 13727	30 сек.
Фунгицидное воздействие EN 13624	30 сек.
Туберкулицидное воздействие EN 14348 (M. terrae)	30 сек.
Вирулицидное воздействие prEN 14476:2011 Вирусы ВГВ, ВИЧ, гепатита С, инфлуэнца, ротавирус, вирус коревой оспы и пр.	30 сек.
Вирулицидное воздействие аденовирус	60 сек.

Использование

Globacid® AF med - это готовый раствор, который наносится на обрабатываемую поверхность путем распыления, в случае необходимости растирается. Поверхность должна быть покрыта полностью. Время

Сфера применения

Для дезинфекции поверхности везде, где необходима быстрая дезинфекция:

- медицинские и стоматологические учреждения (инвентарь, такой, как процедурные столы, подносы, поручни, операционные тележки, рамы кроватей, транспортировочные ящики для перевязочного материала)
- рабочие поверхности у глазного врача и оптометриста
- инвентарь кареты скорой помощи

Предупреждение

Вызывает серьезное раздражение глаз. Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *бесцветная жидкость*

Запах: *специфический, присущий алкоголю*

Растворимость: *в воде растворяется в любом соотношении*

Плотность: *0,84 – 0,86 г/см³ (20°C)*

Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при комнатной температуре, не хранить на открытом солнце и избегать замерзания.

Утилизация

Остатки неиспользованного продукта и пустую упаковку передать лицензированному предприятию по обращению с отходами.

Соответствие стандартам

EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476

Другие тестовые методы RKI/DVV

Упаковка

500 мл бутылка с распылителем
5л канистра



0537

Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Урда теэ 3, Ялгимяэ, волость Саку, Эстония
Телефон +372 6626 511 | Факс: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com