

SUCTION 1

Skābs zobārstniecības nosūkšanas sistēmu tīrīšanas līdzeklis

koncentrāts

Produkta īpašības

- ļoti labām tīrīšanas īpašībām
- kopj cauruļu sistēmas
- ar baktericīdo un fungicīdo iedarbību
- palīdz izvairīties no aizsērējumu rašanās
- šķīdina atkritumvielu kopumus

Ieteicams izmantot Suction 1, lai koptu problemātiskas zonas, kuras var nosprostot sārnī un nešķīstoši sāļi.

Sastāvs

citronskābe, dimetildioktilamonija hlorīds, orange terpene, methylthionium hlorīds

Lietošana

Slēgtu sistēmu mazgāšana tiek veikta 1–2 reizes nedēļā ar 2% ar no koncentrāta un ūdens izgatavotu darba šķīdumu (980ml ūdens pievienot 20ml Suction 1 koncentrāta), pēc tam vēl litrs darba šķīduma jāielej arī siekalu bļodā. Iedarbības laiks: 10 minūtes.

Pēc ekspozīcijas laikā skalojiet sistēmu ar aukstu ūdeni (ar vismaz dzeramā ūdens kvalitāti).

NB! Šķīdumu nav ieteicams turēt sistēmā ilgāk par paredzēto iedarbības laiku.

Ieteicams reizi gadā veikt aspirācijas un separācijas sistēmu intensīvo mazgāšanu: Sagatavot 2 x 5 l darba šķīdumu (4900 ml ūdens pievienot 100ml koncentrāta) un 5 litri gatavā darba šķīduma jāielej tieši nosūkšanas sistēmā un otri 5 litri izlietnē, lai iztīrītu separācijas sistēmu. 5 litri gatavā darba šķīduma jāielej tieši nosūkšanas sistēmā un otri 5 litri izlietnē, lai iztīrītu separācijas sistēmu. Pirms darba sākšanas skalojiet sistēmu ar aukstu ūdeni (ar vismaz dzeramā ūdens kvalitāti).

Brīdinājums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs, ja norij. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *bezkrāsas, viegli opalescējošs šķidrums*

Smarža: *raksturīga*

pH: *1.0-2.0 (20°C)*

Blīvums: *1,18 g/cm³*

Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*

Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Glabāt 5-30°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules staros.

Utilizācija

Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos iepakojumus nodot licencētam atkritumu apsaimniekotājam.

Atbilstība standartiem

EN 1276, EN 1040, EN 1275

Iepakojums

1L pudele



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Igaunija

Tälrūnis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com