

VITASEPT[®]WIPES

Dezinficēšanas lupatiņas uz alkohola bāzes

Produkta īpašības

- nesatur aldehīdus un hloru
- nesatur parfīmus un krāsvielas
- ātra iedarbība (30 sekundes)
- uz virsmām neatstāj atliekvielas
- mīksts, audumam līdzīgs materiāls

Vitasept[®]Wipes ir efektīvs alkohola apstrādei pakļaujama virsmu dezinficēšanas līdzeklis ar plašu iedarbības spektru. Mīkstās lupatiņas ir piesūcinātas ar dezinfekcijas līdzekli un pēc lietošanas uz virsmas neatstāj atliekvielas, tādēļ ideāli piemērotas arī tādu virsmu dezinfekcijai, kas nonāk saskarē ar pārtiku un pārtikas produktiem.

Sastāvs

izopropanols 60%, etanols (denat.) 15%

Iedarbības spektrs

Baktērijas: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp* (MRSA), *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* u. c.

Vīrusi: HBV, HCV, HIV, Adeno vīruss, Rota vīruss, Influenza vīrusi (t. sk. tā sauktā cūku gripa) u.c.

Sēnītes: *Candida albicans*

Iedarbības laiks

Virsmu dezinfekcija 30 sekundēs

Lietošana

Izvelciet lupatiņu līdz perforētajai atzīmei atbilstoši vajadzīgajam daudzumam un, ja nepieciešams, pieturiet ar roku, lai to noplēstu. Rūpīgi pārslaukiet ar Vitasept[®]Wipes lupatiņu visasvirsmas un pārliedziet, lai apstrādājamā virsma pilnībā būtu klāta ar dezinficējošo līdzekli. Pēc izmantošanas lupatiņu izmetiet. Lai nepieļautu lupatiņu izkalšanu, vienmēr aizveriet vāciņu.

Brīdinājums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *baltiem dvielēm ar*

samitrināta bezkrāsains, dzidrs šķidrums

Smarža: *specifiska (raksturīga alkoholam)*

pH: *6.0 – 7.0*

Blīvums (*šķidrums*): *0,84 – 0,87 g/cm³ (20°C)*

Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Glabāt 5-25°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules staros.

Atbilstība standartiem

EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476

Citas testa metodes

RKI/DVV

Biocīda reģistrācijas apliecība Nr.:

LV25112010/7109

Iepakojums

120 salvetes burkā (salvešu izmērs 20x20cm)

450 salvetes spainī (salvešu izmērs 18x20cm)