

CYCLONE RTU med

Dezinfekcijas līdzeklis ar tīrošām īpašībām

lietošanai gatavs šķīdums

Produkta īpašības

- ar labām tīrīšanas īpašībām
- novērš nepatīkamo urīna aromātu
- ērtā izsmidzināmā pudelē
- ātra iedarbība (1minūte)

Cyclone RTU med ir efektīvs līdzeklis medicīnas iekārtu (šīberu, tualetes krēslu utt.) tīrīšanai, dezinfekcijai un nepatīkama aromāta novēršanai.

Sastāvs

ūdens, četrreizvietotā amonija savienojumi, HEDP, ortofosforskābe

Iedarbības spektrs

Produktā izmantoto aktīvo vielu sinerģija nodrošina dezinficējošu iedarbību pret plašu baktēriju spektru. Likvidē Gram pozitīvās un negatīvās baktērijas, ir ļoti efektīvs attiecībā pret rauga sēnītēm.

Lietošana

Ar gatavo šķīdumu tiek apstrādāti ūdensizturīgi darba piederumi un cits inventārs, kuram nepieciešama dezinficēšana un nepatīkamā aromāta novēršana.

Izsmidziniet līdzekli uz virsmas un ļaujiet tam 1 minūti iedarboties, pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni.

Efektīvi novērš pat nepatīkamo urīna aromātu!

Brīdinājums

Izraisa ādas un acu iekaisumu.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *caurspīdīga, bezkrāsaina šķidrums*

Smarža: *dabīga*

pH: *~2*

Šķīdība ūdenī: *šķīst ūdenī visās proporcijās*

Blīvums: *1,030 g/cm³*

Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Lai nodrošinātu produkta kvalitāti, uzglabājiet to istabas temperatūrā, nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību uz produktu un tā sasaldšanu.

Utilizācija

Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos iepakojumus nodot licencētam atkritumu apsaimniekotājam.

Atbilstība standartam

EN 13727, EN 13624, EN 1275

Atbilst arī pārtikas rūpniecībā, skaistumkopšanā u. c. nozarēs izvirzītajām prasībām.

Iepakojums

500ml pudele
ar izsmidzinātāju
5L skārda kārba



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jālgimāe, Saku vald, Igaunija
Tālrunis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522
info@goodpointchemicals.com