

GLOBACID® AF

Paviršių greito dezinfekavimo priemonė

naudojimui paruoštas tirpalas

Produkto savybės

- greitas poveikis (30 sek)
- pagamintas alkoholio pagrindu
- sudėtyje nėra aldehydų ir ketvirtinių amonio junginių
- nepalieka likutinių medžiagų
- itin tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms
- patogiam butelyje su purkštuku

Globacid® AF yra greitam paviršių dezinfekavimui skirta dezinfekuojanti priemonė, tinkama naudoti visiems alkoholiui atspariems paviršiams valyti. Priemonė ant paviršių nepalieka likutinių medžiagų todėl idealiai tinka su maistu ir maisto produktais besiliečiančių paviršių dezinfekavimui.

Sudėtis

izopropanolis 60%, etanolis (denat.) 15%

Poveikio spektras

Baktericidinis EN 13727	30 sek
Fungicidinis EN 13624	30 sek
Tuberkulicidinis EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	30 sek
Virucidinis EN 14476 hepatito B virusas, hepatito C virusas, ŽIV, gripo virusai, rota virusas, vaccinia virusas ir pan	30 sek
Virucidinis adenovirusas	60 sek

Naudojimas

Užpurškite ar užtepkite šluoste, palikite įsigerti. Paviršius turi būti visiškai padengtas. Poveikio laikas – 30 sekundžių, net ir esant itin nešvariems paviršiams.

Įspėjimas

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *skaidrus, bespalvis skystis*

Kvapas: *būdingas alkoholiui*

Tirpumas: *vandenyje tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *0,84–0,87 g/cm³ (20 °C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Atitiktis standartams

EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476

Kiti bandymų būdai

RKI/DVV

Biocido registravimo

pažymėjimo Nr.: (A-0204PNO601363-14-167)-BSV-7010

Pakuotė

500ml butelis su purškikliu
5L kanistras



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija

Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com