

GLOBADENT® RTU

Дезинфицирующее средство для зубных оттисков и протезов

готовый раствор

Свойства продукта

- готовый раствор на базе аминов
- для мытья и дезинфекции зубных оттисков, протезов и ложек для оттисков
- используется для чистки и дезинфекции силиконовых, альгинатных, полиэфирных резиновых, полисульфидных и гидроколлоидных оттисков, протетических работ и т.д.
- быстродействующее (5 min)
- точность гипсовых моделей благодаря отличным очистительным свойствам (кровь, слюна и т.п.)
- широкий спектр действия (Тбс, ВГВ, ВИЧ и др.)

Состав

амины, четвертичные аммониевые соединения, полигликоль эфир, гуанидин, ингибиторы коррозии

Спектр действия

Обладает бактерицидным (в том числе разрушающий туберкулезные бактерии), вируцидным (ВГВ, ВИЧ и др.) и фунгицидным действием.

Использование

После взятия оттиска с зубов или примерки зубных протезов поместить их на 5 минут в заполненную рабочим раствором емкость, закрываемую крышкой. Проследить, чтобы все дезинфицируемые поверхности были бы покрыты раствором. По истечении времени действия оттиски/протезы промыть водой (по меньшей мере, с качеством питьевой воды). Раствор можно использовать максимально в течение 7 рабочих дней, в зависимости от рабочей нагрузки.

Внимание! Не рекомендуется держать оттиски с зубов, протезы и т.п. в растворе свыше предусмотренного времени действия.

Внимание! Избегать контакта с глутаральдегидом!

Предупреждение

Вредно при проглатывании. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение глаз. Весьма токсично для водных организмов. Не допускать попадания в окружающую среду. Пользоваться защитными перчатками/ средствами защиты глаз.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *бесцветная жидкость*

Запах: *характерный для амина*

pH: *9-10 (20°C)*

Растворимость: *в воде растворяется в любом соотношении*

Плотность: *1,01 g/cm³ (20°C)*

Хранение

См. срок годности, указанный на упаковке. Хранить при температуре 5-30°C, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, держать пробку плотно закрытой.

Утилизация

Остатки неиспользованного продукта и пустую упаковку передать лицензированному предприятию по обращению с отходами.

Соответствие стандартам

EN 1276, EN 13727, EN 14562, EN 14348, EN 14476+A1, RKI/DVV, DGHM

Упаковка
5л канистра



0537