

GLOBAQUAT® RTU med

Paviršiu tausojanti valymo ir dezinfekavimo priemonė be alkoholio

naudojimui paruoštas tirpalas

Produkto savybės

- sudėtyje nėra alkoholio ir aldehydų
- be kvapiklių ir dažiklių
- greitas poveikis (1 min)
- tinka daugeliui medžiagų, tausoja paviršių
- labai geros valančios savybės
- patogiu naudoti

Unikalus trijų skirtingų ketvirtinių amonio junginių ir paviršiaus aktyviųjų medžiagų derinys suteikia gaminiui puikių valymo ir dezinfekacijos savybių.

Sudėtis

trys skirtingi ketvirtiniai amonio junginiai sudaro 0,75%

Naudojimas

Tinka medicinos įrangai, ultragarso davikliams, stomatologinių kabinetų pacientų kėdėms, akriliniams paviršiams, įvairių rūšių plastikams, monitoriams, laidams, čiužiniams ir kt. valyti bei dezinfekuoti.

Užpurškite arba užtepkite ant paviršiaus, palikite veikti 1 minutę, po to nušluostykite švaria šluoste arba vienkartinę popierinę servetėlę.

Poveikio spektras

Paviršių dezinfekavimas (nušluostant)

Baktericidinis (EN 1276, DGHM)	1 min
Virucidinis (HBV, ŽIV, HCV)	1 min
Rota, Vaccinia	1 min
Noro virusas	30 min

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną: *lengvai opalescuojantis skystis*

Spalva: *bespalvis*

Kvapas: *būdingas*

pH: *7,0–7,5 (25 °C)*

Tirpumas vandenyje: *visiškai tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *0,98–1,01 g/cm³ (20 °C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės esančią datą. Kad būtų išsaugota produkto kokybė, laikyti kambario temperatūroje, nelaikyti tiesioginės saulės spinduliuose ir žiūrėti, kad neužsaltų.

Atliekų šalinimas

Nepanaudoto produkto likučius ir tuščias pakuotes perduoti licencijuotam atliekų tvarkytojui.

Atitiktis standartams

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697

Kiti bandymų būdai

DGHM, DVG, DVV/RKI

„Poveikis akriliniams stikliui“ Röhm GmbH

Pakuotė

500ml butelis su purškikliu
5L kanistras



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku savivaldybē, Estija

Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com