

GLOBAQUAT® WIPES med

Dezinfekuojančios, paviršius tausojančios valomosios servetėlės be alkoholio

Produkto savybės

- be kvapiklių ir dažiklių
- greitas poveikis (1 min)
- tinka daugeliui medžiagų, tausoja paviršių
- sudėtyje nėra alkoholio ir aldehydų
- labai geros valančios savybės
- patogiu naudoti

Sudėtis

trys skirtingi ketvirtiniai amonio junginiai sudaro 0,75%

Poveikio spektras

Servetėlės „Globaquat® Wipes med“ turi baktericidinių, antivirusinių (HBV, HCV, ŽIV rota, vaccinia, gripo virusų ir kt.) bei fungicidinių savybių.

Poveikio trukmė

1 minutė, taip pat ir nešvariomis sąlygomis.

Naudojimas

Norimą kiekį servetėlių ištraukite iki perforuotos vietos, uždenkite dangtelį, ir prilaikydami kita ranka, nuplėškite. Visus paviršius rūpestingai nuvalykite „Globaquat® Wipes med“ servetėle; įsitikinkite, kad visas valomas paviršius būtų padengtas dezinfekuojančia priemone. Panaudotą servetėlę išmeskite. Kad servetėlės neišdžiūtų, visada uždarykite dangtelį

Naudojimo sritis

Skirtos medicinos įrangai (EKG, ultragarso davikliams, inkubatoriams), stomatologinių kabinetų paciento kėdėms, akriliniams paviršiams, įvairių rūšių plastikams, laidams, čiužiniams ir pan. valyti bei dezinfekuoti.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *drėgnos medvilninės servetėlės, sudrėkintos skaidriu, šiek tiek opalescuojančiu ir mažai klampiu skysčiu*

Kvapas: *būdingas*

pH: *7,0–7,2*

Tankis: *0,98–1,01 g/cm³ (20 °C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Kad būtų išsaugota produkto kokybė, laikyti kambario temperatūroje, nelaikyti tiesioginės saulės spinduliuose ir žiūrėti, kad neužšaltų.

Atliekų šalinimas

Nepanaudoto produkto likučius ir tuščias pakuotes perduoti licencijuotam atliekų tvarkytojui.

Atitiktis standartams

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275

Kiti bandymų būdai

DGHM, DVG, DVV/RKI

„Poveikis akriliniam stiklui“ Röhm GmbH

Pakuotė

120 servetėlės indelyje (servetėlės matmenys 20x20cm)

450 servetėlės kibirėlyje (servetėlės matmenys 18x20cm)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku savivaldybė, Estija
Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com