

# GLOBAQUAT® WIPES med

## Dezinficējošas tīršanas lupatiņas bez alkohola

### Produkta īpašības

- nesatur smaržvielas un krāsvielas
- ātra iedarbība (1 minūte)
- plaša materiālu saderība
- nesatur aldehīdus un alkoholu
- ļoti laba tīršanas iedarbība
- ērti lietojams

### Sastāvs

trīs dažādi četrreizvietotā amonija savienojumi  
0,75%

### Lietošanas nozare

Globaquat® Wipes med lupatiņām piemīt baktericīda, virusoīda (HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, Influenza utt.) un fungicīda iedarbība.

### Iedarbības laiks

ātra iedarbība (1 minūte) arī netīros apstākļos.

### Lietošana

Izvelciet lupatiņu līdz perforētajai atzīmei atbilstoši vajadzīgajam daudzumam un, ja nepieciešams, pieturiet ar roku, lai to noplēstu. Rūpīgi pārslaukiet ar Globaquat® Wipes med lupatiņu visas virsmas un pārlicinieties, lai apstrādājamā virsma pilnībā būtu klāta ar dezinficējošo līdzekli. Pēc izmantošanas lupatiņu izmetiet. Lai nepieļautu lupatiņu izkalšanu, vienmēr aizveriet vāciņu.

### Iedarbības spektrs

Lieto medicīnas ierīču (EKG, ultraskaņas sensoru, jaundzimušo inkubatoru), zobārstniecības kabinetu pacientu krēslu, akrila virsmu, dažādas plastmasas, vadu, matraču u. c. priekšmetu tīršanai un dezinfekcijai.

### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *mitras kokvilnas lupatiņas, kas ir piesūcinātas ar caurspīdīgu, nedaudz opalscējošu un zemas viskozitātes šķidrumu*

Smarža: *specifiska*

pH: *7,0-7,2*

Blīvums: *0,98 – 1,01 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

### Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Lai nodrošinātu produkta kvalitāti, uzglabājiet to istabas temperatūrā, nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību uz produktu un tā sasalšanu.

### Utilizācija

Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos iepakojumus nodot licencētam atkritumu apsaimniekotājam.

### Atbilstība standartam

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275

### Citas testa metodes

DGHM, DVG, DVV/RKI

„Iedarbība uz akrila stiklu” Röhm GmbH

### Iepakojums

120 salvetes burkā (salvešu izmērs 20x20cm)  
450 salvetes spainī (salvešu izmērs 18x20cm)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jālgimāe, Saku pagasts, Igaunija

Tālrunis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)