

# SUCTION 1

## Rūgštinė stomatologinių prietaisų, siurbimo sistemų praplovimo ir priežiūros priemonė

*koncentratas*

### Produkto savybės

- itin gerų valomųjų savybių
- vamzdžių sistemų priežiūra
- baktericidinis ir fungicidinis
- padeda apsaugoti nuo užsikimšimo
- tirpdo susikaupusius medžiagų likučius

Rekomenduojama naudoti Suction 1 dėl medžiagų likučių ir netirpstančių druskų galinčių užsikimšti probleminių vietų priežiūrai.

### Sudėtis

citrino rūgštis, didecildioktilamonio chloridas, orange terpene, metiltioninio chloridas

### Naudojimas

Uždaros sistemos rūgštine priemone praplaunamos 1–2 kartus per savaitę 2% darbinio tirpalu (į 980 ml drungno vandens įpilti 20 ml „Suction 1“, išmaišyti ir darbinį skiedinį praleisti pro siurbimo sistemą) tada įpilkite į spjaudyklę dar 1 litrą darbinio tirpalo (arba dalis pradinio tirpalo). Veikimo laikas: 10 minučių.

Praejus veikimo laikui skalaukite sistemą šaltu vandeniu (vandens kokybė turi būti ne prastesnė nei geriamojo vandens).

**DĖMESIO!** Tirpalo nerekomenduojama laikyti sistemoje ilgiau nei nurodytą poveikio laiką.

Aspiracijos ir atskyrimo sistemų intensyvų plovimą rekomenduojama atlikti kartą per metus: paruoškite 2x 5L darbinio tirpalo (100ml priemonės koncentrato sumaišykite su 4900ml vandens) ir 5 litrus paruošto darbinio tirpalo supilkite tiesiai į siurbimo sistemą, o dar 5 litrus supilkite į kriauklę, kad būtų išvalyta atskyrimo sistema. Prieš pradėdami darbą su sistema praplaukite ją šaltu vandeniu (vandens kokybė turi būti ne prastesnė nei geriamojo vandens).

### Įspėjimas

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga prarijus. Labai toksiška vandens organizmams. Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

### Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būseną: *bespalvis, lengvai opalescuojantis skystis*

Kvapas: *specifinis*

pH: *1.0-2.0 (20°C)*

Tankis: *1,18 g/cm<sup>3</sup>*

Tirpumas: *visiškai tirpus bet kokių santykiu*

### Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–30°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

### Atliekų šalinimas

Darbinis tirpalas yra ekologiškai saugus, visos į nuotekas patenkančios aktyvios veikliosios medžiagos yra biologiškai skaidžios. Prieš utilizuodami pakuotę, perplaukite jos vidų vandeniu.

### Atitiktis standartams

EN 1276, EN 1040,  
EN 1275

### Pakuotė

1L butelis



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija

Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)