

VITASEPT® WIPES med

Alkoholipohjaiset desinfioidvat pyyhkeet

Tuotteen ominaisuudet

- ei sisällä aldehydejä eikä klooria
- ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
- nopea vaikutusaika (30 sek)
- ei jätä pinnoille jäämiä
- pehmeä kangasmainen materiaali

Vitasept® Wipes med on tehokas ja monikäyttöinen alkoholia kestävien pintojen ja lääkinnällisten laitteiden (esim. toimenpidepöydät, tarjottimet, leikkausvaunut, hammashoidon suora- ja kulmakappaleet jne.) desinfiointiaine. Pehmeät pyyhkeet on imeytetty desinfiointiaineella, eikä niistä jää käytön jälkeen pintoihin jäämiä.

Koostumus

Isopropanoli 60%, etanoli 15%

Vaikutusspektri

Bakteerit: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp*, *MRSA*, *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* ym.
Virukset: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Influenssa-virus ja myös ns. sikainfluenssa ym.

Sienet: *Trichophyton mentagrophytes*, *Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans* ym.

Vaikutusaika

Pintojen desinfiointi 30 sek.

Käyttö

Pyyhettä vedetään rei'itettyyn kohtaan asti määrän tarpeen mukaan. Irti revittäessä tuetaan tarvittaessa toisella kädellä. Pyyhitään kaikki pinnat huolellisesti Vitasept® Wipes med-pyyhkeellä ja tarkistetaan, että puhdistettava alue olisi

desinfiointiaineella käsitelty. Heitä pyyhe pois käytön jälkeen. Pyyhkeiden kuivumisen välttämiseksi on läppä aina suljettava.

Varoitus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *imeytetty pyyhe*

Väri: *väritön*

Haju: *tyypillinen (alkoholi)*

pH: *~7*

Tiheys: *0,85g/cm³ (20°C)*

Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä 5–25°C:n lämpötilassa suojassa suoralta auringonsäteilyltä.

Kierrätys

Toimita tuotteen jäännökset ja tyhjät pakkaukset jätehuoltoyritykselle, jolla on asianmukainen toimilupa.

Vastaavuus standardeihin

EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476

Muut testausmenetelmät

RKI/DVV

Pakkaus

120 kpl purkissa (pyyhkeen mitat 20x20cm)

450 kpl sangossa (pyyhkeen mitat 18x20cm)



0537