

VITASEPT® WIPES med

servetėlę išmeskite. Kad servetėlės neišdžiūtų, visada uždarykite dangtelį.

Dezinfekavimo servetėlės alkoholio pagrindu

Produkto savybės

- sudėtyje nėra aldehydų ir chloro
- be kvapiklių ir dažiklių
- greitas poveikis (30 sek)
- ant paviršiaus nepalieka likutinių medžiagų
- minkšta, į audinį panaši medžiaga

„Vitasept® Wipes med“ yra veiksminga, plataus spektro alkoholiui atsparių paviršių ir medicininės įrangos (pavyzdžiui, procedūrų stalai, padėklai, operaciniai vežimėliai, odontologijoje naudojamų tiesių ir kampinių antgalių) dezinfekavimo priemonė. Minkštos servetėlės yra sudrėkintos dezinfekavimo priemone, po naudojimo ant paviršių nepalieka likutinių medžiagų.

Sudėtis

Izopropanolis 60%, etanolis 15%

Poveikio spektras

Bakterijos: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *MRSA*, *Streptococcus spp.*, *Listeria spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* ir t.t.

Virusai: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, gripo virusas ir t.t.

Grybeliai: *Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans* ir t.t.

Poveikio trukmė

Paviršių dezinfekavimas: 30 sek.

Naudojimas

Norimą kiekį servetėlių ištraukite iki perforuotos vietos, uždenkite dangtelį, ir prilaikydami kita ranka, nuplėškite. Visus paviršius rūpestingai nuvalykite „Vitasept® Wipes med“ servetėlėmis; įsitikinkite, kad visas valomas paviršius būtų padengtas dezinfekuojančia priemone. Panaudotą

Įspėjimas

Labai degūs skystis ir garai. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *sudrėkinta servetėlė*

Spalva: *bespalvis*

Kvapas: *specifinis (alkoholis)*

pH: *~7*

Tankis: *0,85 g/cm³ (20 °C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Atliekų šalinimas

Nepanaudoto produkto likučius ir tuščias pakuotes perduoti licencijuotam atliekų tvarkytojui.

Atitiktis standartams

EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476

Kiti bandymų būdai

RKI/DVV

Pakuotė

120 servetėlės indelyje (servetėlės matmenys 20x20cm)

450 servetėlės kibirėlyje (servetėlės matmenys 18x20cm)

