

CYCLONE RTU med

Dezinfekavimo priemonė su valomosiomis savybėmis

naudojimui paruoštas tirpalas

Produkto savybės

- geros valymo savybės
- pašalina nemalonų šlapimo kvapą
- patogiam butelyje su purkštuku
- greitas poveikis (1 minutė)

Cyclone RTU med yra specialiai sukurta, taupiai naudojama ir gerų valymo savybių dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos įrangai (basonams, tualetu kėdėms ir pan.) valyti, dezinfekuoti ir pašalinti nemalonų kvapą. Atitinka maisto pramonei, kosmetikos ir kitoms sritims keliamus reikalavimus.

Sudėtis

vanduo, ketvirtiniai amonio junginiai, HEDP, ortofosforo rūgštis.

Poveikio spektras

Produkte naudojamų sinerginių veikliųjų medžiagų poveikis užtikrina platų poveikio spektrą. Naikina gram-teigiamas ir neigiamas bakterijas, labai veiksmingai naikina mielinius grybelius.

Naudojimas

Paruoštu tirpalu apdorojamos vandeniui atsparios darbo priemonės ir kitas inventorių, kurį reikia dezinfekuoti ir pašalinti nemalonų kvapą.

Priemonę užpurkšti ant paviršiaus, palaukti vieną minutę, kad paveiktų, tada nuskalauti švariu vandeniu.

Veiksmingai pašalina net ir nemalonų šlapimo kvapą!

Įspėjimas

Dirgina odą ir akis.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *skaidrus, bespalvis skystis*

Kvapas: *būdingas*

pH: *~2*

Tirpumas: *vandenyje tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *1,030 g/cm³*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Kad būtų išsaugota produkto kokybė, laikyti kambario temperatūroje, nelaikyti tiesioginės saulės spinduliuose ir saugoti, kad neužšaltų.

Atliekų šalinimas

Paruoštas tirpalas yra ekologiškai saugus, visos į nuotekas patenkančios aktyvios veikliosios medžiagos yra biologiškai skaidžios. Prieš utilizuojami pakuotę, perplaukite jos vidų vandeniu.

Atitiktis standartams

EN 13727, EN 13624, EN 1275



Atitinka maisto pramonei, kosmetikos ir kitoms sritims keliamus reikalavimus.

Pakuotė

500ml butelis su purškikliu

5L kanistras



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Estija

Telefonas +372 6626 511 | Faksas: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com