

GLOBAQUAT[®] WIPES

Desinfioidut materiaaliystävälliset alkoholittomat puhdistusliinat

Tuotteen ominaisuudet

- ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
- nopea vaikutusaika (1 minuutti)
- laaja materiaalien yhteensopivuus
- alkoholiton, ei sisällä aldehydejä
- erittäin hyvä puhdistuskyky
- helppo käyttää

Koostumus

kolme erilaista kvaternääristä ammoniumyhdistettä muodostaa 0,75%

Vaikutusspektri

Globaquat[®] Wipes-liinoilla on bakterisidinen, virusidinen (HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, Influenssa jne.) ja fungisidinen vaikutus.

Vaikutusaika

1 minuutti myös likaisissa olosuhteissa.

Käyttö

Pyyhettä vedetään reitettyn kohtaan asti määrän tarpeen mukaan. Irti revittäessä tuetaan tarvittaessa toisella kädellä. Pyyhitään kaikki pinnat huolellisesti Globaquat[®] Wipes-liinalla ja tarkistetaan, että puhdistettava alue olisi desinfiointiaineella käsitelty. Heitä liina pois käytön jälkeen. Lämpä on suljettava liinon kuivumisen välttämiseksi. Mikäli liinat ovat kuivuneet, kosteuta liinoja Globaquat[®] RTU-aineella.

Ei sovi käsien puhdistamiseen.

Käyttöalue

Käytetään akryylipintojen, erilaisten muovien, kuntosalilaitteiden, johtojen, leikkikalujen, patjojen ym. puhdistamiseen ja desinfiointiin.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen olomuoto: *valkoiset kosteat pyyhket, jotka on imeytetty läpinäkyvällä, selkeällä, kevyesti opalisoivalla nesteellä*

Haju:

tyypillinen

pH:

7,0-7,2

Tiheys:

0,98 – 1,01 g/cm³ (20°C)

Säilytys

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Tuotteen laadun takaamiseksi on se säilytettävä huoneenlämmössä, suojattava suoralta auringonvalolta ja vältettävä jäätymistä.

Vastaavuus standardeihin

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562

Muut testausmenetelmät

DGHM, DVG, DVV/RKI, „Vaikutus akryylilasille“ Röhm GmbH

Pakkaus

120 kpl purkissa (pyyhkeen mitat 20x20cm)

450 kpl sangossa (pyyhkeen mitat 18x20cm)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Viro

Puhelin +372 6626 511 | Faksi: +372 6626 522

info@goodpointchemicals.com