

# GLOBAQUAT<sup>®</sup> WIPES

## Dezinficējošas tīršanas lupatiņas bez alkohola

### Produkta īpašības

- nesatur smaržvielas un krāsvielas
- ātra iedarbība (1 minūte)
- plaša materiālu saderība
- nesatur aldehīdus un alkoholu
- ļoti laba tīršanas iedarbība
- ērti lietojams

### Sastāvs

trīs dažādi četrreizvietotā amonija savienojumi  
0,75%

### Iedarbības spektrs

Globaquat<sup>®</sup> Wipes lupatiņām piemīt baktericīda, virusoīda (HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, Influenza utt.) un fungicīda iedarbība.

### Iedarbības laiks

1 minūte, arī netīros apstākļos.

### Lietošana

Izvelciet lupatiņu līdz perforētajai atzīmei atbilstoši vajadzīgajam daudzumam un, ja nepieciešams, pieturiet ar roku, lai to noplēstu. Rūpīgi pārslaukiet ar Globaquat<sup>®</sup> Wipes lupatiņu visas virsmas un pārlicinieties, lai apstrādājamā virsma pilnībā būtu klāta ar dezinficējošo līdzekli. Pēc izmantošanas lupatiņu izmetiet. Lai nepieļautu lupatiņu izkalšanu, vienmēr aizveriet vāciņu. Gadījumā, ja lupatiņas ir izkaltušas, samitriniet tās ar Globaquat<sup>®</sup> RTU līdzekli.

Nav piemērots roku tīršanai.

### Lietošanas nozare

Piemērots akrila virsmu, dažāda veida plastmasas, fitnesa klubu inventāra, vadu, rotaļlietu, matraču u. c. tīršanai un dezinfekcijai.

### Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *mitras lupatiņas, kas ir piesūcinātas ar caurspīdīgu, nedaudz opalscējošu šķidrumu*

Smarža: *specifiska*

pH: *7.0-7.2*

Blīvums: *0,98 – 1,01 g/cm<sup>3</sup> (20°C)*

### Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Lai nodrošinātu produkta kvalitāti, uzglabājiet to istabas temperatūrā, nepieļaujiet tiešu saules staru iedarbību uz produktu un tā sasaldšanu.

### Atbilstība standartam

EN 14476, EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 1275, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562

### Citas testa metodes

DGHM, DVG, DVV/RKI, „Iedarbība uz akrila stiklu” Röhm GmbH

### Iepakojums

120 salvetes burkā (salvešu izmērs 20x20cm)

450 salvetes spainī (salvešu izmērs 18x20cm)



Goodpoint Chemicals OÜ

<http://www.goodpointchemicals.com>

Urda tee 3, Jälgimäe, Saku vald, Igaunija

Tālrunis +372 6626 511 | Fakss: +372 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)