

VITASEPT® WIPES med

Дезинфицирующие салфетки на базе алкоголя

Свойства продукта

- не содержат альдегида и хлора
- без запаха и красителя
- быстродействующие (30 сек.)
- подходят для дезинфекции как рук, так и поверхностей, устойчивых к воздействию спирта
- не оставляют осадка на поверхностях
- мягкий материал наподобие ткани

Vitasept® Wipes med это эффективное дезинфицирующее средство широкого спектра действия для поверхностей и медицинского оборудования, устойчивых к обработке средствами с содержанием алкоголя (процедурные столы, операционные каталки, подносы, прямые и угловые стоматологические наконечники и т.п.). Мягкие салфетки пропитаны средством для дезинфекции с широким спектром действия и не оставляют после использования на поверхностях осадка.

Состав

Изопропанол 60%, этанол 15%.

Спектр действия

Бактерии: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp*, *MRSA*, *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* и др.

Вирусы: ВГВ, ВГС, ВИЧ, Адено, Рота, вирус инфлюэнцы и проч.

Грибки: *Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans* и проч.

Время воздействия

Дезинфекция поверхностей - 30 сек.

Использование

Вытаскивать салфетки до перфорированного участка в необходимом количестве, при отрывании придерживая при необходимости

другой рукой. Все поверхности тщательно протереть салфеткой Vitasept® Wipes med и убедиться, что очищаемый участок полностью покрыт дезинфицирующим веществом. После использования салфетку следует выбросить. Чтобы салфетки не высыхали, следует всегда плотно закрывать крышку.

Предупреждение

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой.

Физические и химические свойства

Физическое состояние: *пропитанная салфетка*

Цвет: *бесцветные*

Запах: *специфический (алкоголь)*

pH: *~7*

Плотность: *0,85 г/см³ (20°C)*

Хранение

См. на упаковке, годен до даты. Хранить при температуре 5-25°C, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация

Остатки неиспользованного продукта и пустую упаковку передать лицензированному предприятию по обращению с отходами.

Соответствие стандартам

EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476

Другие тестовые методы

RKI/DVV

Упаковка

120 шт. в банке, размеры салфеток 20 x 20 см

450 шт. в ведре, размеры салфеток 18 x 20 см

